

# Laserguard øjenbeskyttere

- steril øjenbeskyttelse ved laserbehandlinger

Laser resistente øjenskjold til brug ved dermatologiske og kosmetiske laserbehandlinger.

Varenr. LGE1Y



## LGE1 Gul

Testet og fundet sikker til brug med PULS DYE LASER lys ved 585 - 600 nm.

Pakket sterilt og leveres i æsker med 25 stk.

Varenr. LGE1R



## LGE1 Rød

Testet og fundet sikker til RYBY LASER lys ved 694,7nm og med ALEXANDRITE LASER lys ved 755nm.

Pakket sterilt og leveres i æsker med 25 stk.

Varenr. LGE1G



## LGE1 Grøn

Testet og fundet sikker til brug med Nd: Yag Laser (grøn) lys ved 532nm.

Pakket sterilt og leveres i æsker med 25 stk.

Varenr. LGE1G



## LGE2 Rustfri stål

Testet og fundet sikker til brug med Erbium Yag og CO<sub>2</sub> Ultra Puls Laser (IR) lys med 1.064 mikrometer til 10,64 mikron. Kan re-steriliseres.

Pakket sterilt og leveres i æsker med 2 stk. inkl. applikator.

**OBS! Fri for latex og phthalater**

## Bestilling af Laserguard

VAREN. LGE1 Gul / LGE1 Rød / LGE1 Grøn / LGE2 Rustfri stål

Ring for pris og gratis vareprøve.

Min. bestilling 1 æske

Læs mere på [www.medicoline.dk](http://www.medicoline.dk)