


PRONTO DRY

- Helicobacter pylori Quick Test

Europas bedst sælgende test til diagnostisering af Helicobacter Pylori

- Opbevares ved stuetemperatur, køleskab ikke nødvendigt
- Testen er stabil op til 40° C
- Intet behov for opvarmning før eller efter ibrugtagning
- Langtidsholdbar: Udløbsdato 2 år efter påstemplet pakningsdato
- Pronto Dry kan diagnosticere op til 98% H. pylori indenfor 1 time
- Praktisk emballering, kan medbringes i kittellomme
- Farvegraduering fra gul til rød, viser graden af infektion
- Hurtigt test-resultat, kan aflæses efter 1 minut
- Det endelige resultat aflæses ved svag eller ingen indikation, max. 1 time efter



GRATIS VAREPRØVE varenr. 4850

Pris pr. test (pr. patient) kr. 33,08 ekskl. moms

Min. bestilling 50 stk. = 1 æske

